



Menges Medizintechnik Schweiz AG  
Oberfeld 1  
CH-9464 Rüthi  
Telefon: +41 71 544 47 21  
E-Mail: [info@menges-schweiz.com](mailto:info@menges-schweiz.com)

[www.menges-schweiz.com](http://www.menges-schweiz.com)



## Mobilar



TL 500 S MRT

Transportliege  
flach 3 T

sehr stabil, belastbar bis 150 kg,  
bis Körpergröße 186 cm, 1970 x  
820 x 880 mm (LxBxH)



TL 600 MRT

Transportliege mit  
verstellbarem  
Kopfteil 3 T

sehr stabil, belastbar bis 150 kg,  
bis Körpergröße 190 cm, 2010 x  
760 x 960 mm



G270511 0100

G270511 0100  
MRI Trolley EE

bis 250 kg, hydraulisch  
verstellbare Tischhöhe von 60 bis  
100 cm , große Räder mit  
zentraler oder direkter Bremse,  
abnehmbare Tischplatte 200x60  
cm, 3 T



G190812 0000

G190812 0000  
MRI Trolley

bis 250 kg, hydraulisch  
verstellbare Tischhöhe von 60 bis  
85 cm , große Räder mit  
zentraler oder direkter Bremse,  
abnehmbare Tischplatte 200x60  
cm, 3 T



G140813 0000 G140813 0000  
MRI Trolley

bis 250 kg, hydraulisch  
verstellbare Tischhöhe von 65 bis  
100 cm , große Räder mit  
zentraler oder direkter Bremse,  
abnehmbare Tischplatte 200x60  
cm, 3 T



G220411 0050 G220411 0050  
MRI Trolley

bis 250 kg, hydraulisch  
verstellbare Tischhöhe von 65 bis  
100 cm , große Räder mit  
zentraler oder direkter Bremse,  
abnehmbare Tischplatte 200x60  
cm, 3 T



G140414 0000 G140414 0000  
MRI Trolley

bis 250 kg, hydraulisch  
verstellbare Tischhöhe von 65 bis  
100 cm , große Räder mit  
zentraler oder direkter Bremse,  
Tischplatte 200x60 cm, 3 T



DR 100 MRT Roll-/  
Transportstuhl mit  
Greifreifen 3 T

24" Greifreifen, bis 150 kg,  
beidseitig schwenkbare  
Armlehne, ausziehbare  
Fußstütze, Feststellbremse, 1075  
x 720 x 795 mm





TC 450 AP MRT

Roll-/  
Transportstuhl mit  
freidrehenden 100  
mm Rollen 3 T

ausziehbare Fußstütze, beidseitig  
schwenkbare Armlehne,  
Sicherheitsbügel, bis 150 kg,  
1120 x 550 x 650 mm



DR 100 K

Roll-/  
Transportstuhl mit  
Greifreifen  
metallfrei

komplett ohne Metallteile,  
geeignet für MR  
Sicherheitssysteme, klappbare  
Fußstütze, Feststellbremsen, bis  
120 kg, 1075 x 705 x 855 mm



EASY1

Easy MR  
Transportstuhl 7T

aus 100% recycelbarem Kunststoff,  
für alle Desinfektionsmittel  
geeignet, Feststellbremsen,  
guter Sitzkomfort, 825 x 670 x  
1050 mm



AT1 MRT

Auftritt 1-stufig  
aus Kunststoff 3 T

Antirutschstreifen auf der  
Stehfläche, Spezialfüße für  
maximale Rutschsicherheit, bis  
150 kg, 350 x 400 x 200 mm



**AT2 Auftritt**

Auftritt 2-stufig  
aus Kunststoff 3 T

Antirutschstreifen auf der  
Stehfläche, Spezialfüße für  
maximale Rutschsicherheit, bis  
150 kg, 660 x 400 x 380 mm



**DH 49 PA MRT**

Hocker aus  
Kunststoff 3 T

ergonomisch geformte  
Sitzfläche, bis 200 kg,  
Spezialfüße für maximale  
Rutschsicherheit, 420 x 420 x  
495 mm



**DH 49 DLR PA**

Hocker aus  
Kunststoff mit  
Rollen 3 T

Doppelradrollen mit Feststeller,  
bis 150 kg, 520 x 520 x 500 mm



**MPC 153 MRT**

Pflegewagen 3  
Fachböden klein 3  
T

mit Waschschüssel, 3  
Fachböden, 4 freidrehende  
Rollen mit 2 Feststellern, 440 x  
520 x 1075 mm



MPC 353 MRT

Pflegewagen 3  
Fachböden groß 3  
T

3 Fachböden, 4 freidrehende  
Rollen mit 2 Feststellern, 505 x  
930 x 1075 mm



MS 120 MRT

Müll/  
Wäschesammler  
mit 1 Abwurf 3 T

geräuschgedämpfter Deckel mit  
Überstreckungs-schutz, 2  
Edelstahlbügel sorgen für  
optimalen Halt der Abfallsäcke,  
optional: Deckelöffnung über  
Fußpedal, 400 x 455 x 915 mm



6070/AMP

LUXOR AMP  
Narkosewagen  
MR-tauglich

aus Edelstahl gefertigt, Fleck-  
und kratzfest, leicht zu reinigen,  
ausziehbare Schubladen, 4  
Rollen, davon 2 einbremsbar

## Notfall



293204937290

Blutdruckmessger  
ät Switch 2.0, MR-  
tauglich

Modernes Blutdruckmessgerät,  
präzise Messwerte über den  
gesamten Lebenszyklus



544.00000.V010 Stethoskop, MR-  
tauglich,  
antimagnetisch,  
latexfrei

flaches Bruststück 47 mm  
Durchmesser,  
Kunststoffmembran



Druckinfusions-  
manschette MR-  
tauglich

Außenhülle waschbar, äußerst  
strapazierfähig, Gummiteile  
latexfrei, für 500ml oder 1000ml-  
Beutel erhältlich



50376 Diamond  
Fibrelight MR-  
Laryngoskop Set  
1,5 T

Das Set besteht aus: Diamond  
Standard Griffstück, Batterie mit  
Distanzstück, Edelstahlspatel  
Macintosh 1,2,3,4, Koffer



BA4023 MR 3V Lithium-  
Batterie mit  
Distanzstück für  
MR 1,5 T

geignet für das Diamond  
Standard Griffstück



BA4022

Distanzstück zu  
MR Batterie

geignet für das Diamond  
Standard Griffstück



FL001

Feuerlöscher, MR-  
tauglich, 5kg

Kohlendioxid-Feuerlöscher in  
Aluminiumausführung, einfache  
Bedienung, hohe Löschleistung






## Sicherheit

99662

Garrett  
Superscanner  
Metalldetektor

entdeck kleinste, metallische  
Objekte, automatischer Abgleich  
und Batteriekontrolle, ein  
Bedienschalter, keine  
Einstellungen nötig,  
Batteriewechsel ohne Werkzeug



	MRS_5	Aufkleber 5 cm "MR Safe"	Warnzeichen senken das Unfallrisiko! Weich-PVC-Folie, selbstklebend
	MRC_5	Aufkleber 5 cm "MR Conditional"	Warnzeichen senken das Unfallrisiko! Weich-PVC-Folie, selbstklebend
	MRU_5	Aufkleber 5 cm "MR Unsafe"	Warnzeichen senken das Unfallrisiko! Weich-PVC-Folie, selbstklebend

## Patientenkomfort



SCL  
Ohrhörerschutz,

SCL  
Ohrhörerschutz,  
weiß, groß

dehnbar für Hörmuscheln, von  
11 bis 17 cm Durchmesser,

## Werkzeug

EAI0563

Werkzeugsatz 3 T

Werkzeugsatz Titan 41-teilig für marktgängige MRT-Maschinen 1,5/3T, extrem leicht, rostfrei und korrosionsbeständig, verpackt in unmagnetischem Kunststoffkoffer



MR-taugliche Leiter

MR-taugliche Leiter 3 T

100% Aluminium-Leiter mit festen Gummisicherheitschuhen vorne und Schwenkgummischuhen hinten. Leiter verschieden anpassbar.



## Interventionsmaterial

MR-PIN 15

Pinzette

Länge 15 cm, Material: Titan



MRDS11

Sterile Einwegskalpelle 3 T

Messer aus Titan, mit durchsichtiger Sicherheitskappe, in 3 Größen erhältlich: #11, #15 und #21



