



Sanova



Sanova Pharma GesmbH  
Gallspach - Wien  
Telefon: +43 1 801 04 2560  
Fax: +43 1 801 04 2570  
Technisches Service: +43 1 801 04 2587  
E-Mail: [medicalsistemas@sanova.at](mailto:medicalsistemas@sanova.at)

[medicalsistemas.sanova.at](http://medicalsistemas.sanova.at)

PRODUKTKATALOG MR-Zubehör



Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Produktinfo
<b>Mobilar</b>			
	TL 500 S MRT	Transportliege flach 3 T	<p>sehr stabil, belastbar bis 150 kg, bis Körpergröße 186 cm, Außenabmessungen: 1970 x 820 x 880 mm (LxBxH)</p> 
	TL 600 MRT	Transportliege mit verstellbarem Kopfteil 3 T	<p>sehr stabil, belastbar bis 150 kg, bis Körpergröße 190 cm, 2010 x 760 x 960 mm</p> 
	FGTT200 MR	Transportliege Zero Magnetic 7 T	<p>bis 240 kg, geeignet für MR Sicherheitssysteme, 2020 x 720 x 750/800/850 mm</p>
	MR5501 MR	Transportliege höhenverstellbar aus Aluminium 7 T	<p>bis 220 kg, 2150 x 680 x 495-940 mm</p>
	MR1505	Transportliege kompakt aus Aluminium 7 T	<p>bis 180 kg, 1920-820 x 620 x 875 mm</p>

	DR 100 MRT	Roll-/ Transportstuhl mit Greifreifen 3 T	24" Greifreifen, bis 150 kg, beidseitig schwenkbare Armlehne, ausziehbare Fußstütze, Feststellbremse, 1075 x 720 x 795 mm
			
	TC 450 AP MRT	Roll-/ Transportstuhl mit freidrehenden 100 mm Rollen 3 T	ausziehbare Fußstütze, beidseitig schwenkbare Armlehne, Sicherheitsbügel, bis 150 kg, 1120 x 550 x 650 mm
	DR 100 K	Roll-/ Transportstuhl mit Greifreifen metallfrei	komplett ohne Metallteile, geeignet für MR Sicherheitssysteme, klappbare Fußstütze, Feststellbremsen, bis 120 kg, 1075 x 705 x 855 mm
	MR4500	Roll-/ Transportstuhl Zero Magnetic 7 T, faltbar	geeignet für MR Sicherheitssysteme, Feststellbremse, klappbare Fußstütze, verstellbare Armstützen, bis 128 kg, faltbar, 1130 x 675-405mm x 965 mm
	MR4501 MR	Roll-/ Transportstuhl aus Aluminium 7 T	Feststellbremsen, absenkbare Armstützen, ausziehbare Fußstütze, bis 220 kg, 1050 x 650 x 950 mm

	EASYROLLER ER2	Easyroller 7 T	aus 100% recycelbaren Kunststoff, für alle Desinfektionsmittel geeignet, Feststellbremsen, guter Sitzkomfort, 825 x 670 x 1050 mm
	AT1 MRT	Auftritt 1-stufig aus Kunststoff 3 T	Antirutschstreifen auf der Stehfläche, Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit, bis 150 kg, 350 x 400 x 200 mm
	AT2 Auftritt	Auftritt 2-stufig aus Kunststoff 3 T	Antirutschstreifen auf der Stehfläche, Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit, bis 150 kg, 660 x 400 x 380 mm
	MR2504	Auftritt 1-stufig aus Aluminium 7 T	bis 203 kg, 450 x 600 x 175 mm
	MR2506	Auftritt 2-stufig aus Aluminium 3 T	bis 203 kg, optional mit Handlauf, 550 x 600 x 352 bzw. 1205 mm

	DH 49 PA MRT	Hocker aus Kunststoff 3 T	ergonomisch geformte Sitzfläche, bis 200 kg, Spezialfüße für maximale Rutsicherheit, 420 x 420 x 495 mm
			
	DH 49 DLR PA	Hocker aus Kunststoff mit Rollen 3 T	Doppelradrollen mit Feststeller, bis 150 kg, 520 x 520 x 500 mm
			
	MR4502	Hocker aus Aluminium mit Arm- und Rückenlehne, mit Rollen 7 T	Sitzdurchmesser 325 mm
	MR4503	Hocker aus Aluminium mit Rückenlehne, mit Rollen 7 T	Sitzdurchmesser 325 mm
	MR4504	Hocker aus Aluminium mit Rollen 7 T	Sitzdurchmesser 325 mm

	1119	Infusionsständer	Höhe: 168 cm, bis 20 kg belastbar
	MR2500	Infusionsständer höhenverstellbar aus Aluminium, 5 Rollen, 7 T	Höhe: 141 bis 251 cm verstellbar, Durchmesser: 640 mm
	MPC 153 MRT	Pflegetwagen 3 Fachböden klein 3 T	3 Fachböden, 4 freidrehende Rollen mit 2 Feststellern, 440 x 520 x 1075 mm
	MPC 353 MRT	Pflegetwagen 3 Fachböden groß 3 T	3 Fachböden, 4 freidrehende Rollen mit 2 Feststellern, 505 x 930 x 1075 mm
	MR2501	Instrumenten- wagen aus Aluminium mit Lade 7 T	Mit oder ohne Lade erhältlich, 4 einbremsbare Räder, 450 x 450 x 850 mm

	MR2503	Instrumentenablage Übertisch aus Aluminium 7 T	Höhe anpassbar von 922 – 1372 mm, Tablettgröße 370 x 500 mm
	MR2521/3	Mehrzweckwagen aus Aluminium mit 3 Fächern 7 T	4 Rollen, davon 2 einbremsbar, 3 Ablagefächer, 450 x 450 x 1000 mm
	MS 120 MRT	Müll/Wäschesammler mit 1 Abwurf 3 T	geräuschgedämpfter Deckel mit Überstreckungs-schutz, 2 Edelstahlbügel sorgen für optimalen Halt der Abfallsäcke, optional: Deckelöffnung über Fußpedal, 400 x 455 x 915 mm
			
	MR2508	Wäschesammler aus Aluminium 7 T	Wäschesammler mit 4 Rollen, 450 x 450 x 750 mm
	MR3005/30L MR3005/65L	Abfalleimer 30L bzw. 65 l 7 T	Fußbedienung, schließt leise





6070/AMP

LUXOR AMP  
Narkosewagen  
MR-tauglich

aus Edelstahl gefertigt, Fleck- und kratzfest, leicht zu reinigen, ausziehbare Schubladen, 4 Rollen, davon 2 einbremsbar

## Notfall



293204937290

Blutdruck-  
messgerät, MR-  
tauglich

Modernes Blutdruckmessgerät, präzise Messwerte über den gesamten Lebenszyklus



544.00000.V010

Stethoskop, MR-  
tauglich,  
antimagnetisch,  
latexfreiflaches Bruststück 47 mm  
Durchmesser, KunststoffmembranDruckinfusions-  
manschette MR-  
tauglich

Außenhülle waschbar, äußerst strapazierfähig, Gummiteile latexfrei, für 500ml oder 1000ml-Beutel erhältlich



50376

Diamond Fibrelight  
MR-Laryngoskop  
Set 1,5 T

Das Set besteht aus: Diamond Standard Griffstück, Batterie mit Distanzstück, Edelstahlspatel Macintosh 1,2,3,4, Koffer

	BA4023 MR	3V Lithium-Batterie mit Distanzstück für MR 1,5 T	geignet für das Diamond Standard Griffstück
	BA4022	Distanzstück zu MR Batterie	geignet für das Diamond Standard Griffstück
	FL001	Feuerlöscher, MR-tauglich, 5kg	Kohlendioxid-Feuerlöscher in Aluminiumausführung, einfache Bedienung, hohe Löschleistung
<b>Sicherheit</b>			
	99662	Garrett Superscanner Metalldetektor	Entdeckt kleinste, metallische Objekte, automatischer Abgleich und Batteriekontrolle, ein Bedienschalte, keine Einstellungen nötig, Batteriewechsel ohne Werkzeug
	MRS_5	Aufkleber 5 cm "MR Safe"	Warnzeichen senken das Unfallrisiko! Weich-PVC-Folie, selbstklebend

	MRC_5	Aufkleber 5 cm "MR Conditional"	Warnzeichen senken das Unfallrisiko! Weich-PVC-Folie, selbstklebend
	MRU_5	Aufkleber 5 cm "MR Unsafe"	Warnzeichen senken das Unfallrisiko! Weich-PVC-Folie, selbstklebend
<b>Patientenkomfort</b>			
	MR125 MR128	MR-Kopfhörer	MR-Kopfhörer. Mit und ohne Schlauch erhältlich. Adapter kann an diverse Hersteller angepasst werden. MR125 mit Schlauch MR128 ohne Schlauch
	MR151	MR-Kopfhörer für enge Kopfspulen	Kopfspulen werden jedes Jahr kleiner. Diese Kopfhörer passen in praktisch jede Kopfspule. Adapter kann an diverse Hersteller angepasst werden. Ersatzohrstöpsel in 100er Packung erhältlich (MR154).
	SCL Ohrhörerschutz	Ohrhörerschutz weiß, groß	dehnbar für Hörmuscheln, von 11 bis 17 cm Durchmesser. 1000 Stück/ Packung.

## Überwachung

989803179041

CV Quadtroden für Erwachsene

speziell für die Anwendung im MR konzipiert, große Elektroden-Kontaktflächen, Einweg-Pads



989803179031

MR Standard Quadtroden für Kinder


speziell für die Anwendung im MR konzipiert, große Elektroden-Kontaktflächen, Einweg-Pads



989803179051

Neonatal Quadtroden für Babies

speziell für die Anwendung im MR konzipiert, große Elektroden-Kontaktflächen, Einweg-Pads



## Werkzeug

EAI0563

Werkzeugsatz 3 T

Werkzeugsatz Titan 41-teilig für marktgängige MRT-Maschinen 1,5/3T, extrem leicht, rostfrei und korrosionsbeständig, verpackt in unmagnetischem Kunststoffkoffer







MR-taugliche Leiter





MR-taugliche Leiter





MR-taugliche, einseitig begehbare 4-Stufen Stehleiter für bequemen und sicheren Aufstieg mit hoher Rutsicherheit






## Interventionsmaterial

	MR-PIN 15	Pinzette	Länge 15 cm, Material: Titan
	MRDS11	Sterile Einwegskalpelle 3 T	Messer aus Titan, mit durchsichtiger Sicherheitskappe, in 3 Größen erhältlich: #11, #15 und #21
	FCS0711	MR Markierungsdraht 10 cm 1,5 T	Punktionsnadel mit innenliegendem Markierungsdraht mit Doppelhaken. Nadellänge: 100 mm, Drahtlänge: 250 mm, Durchmesser: 18 G
	FCS0712	MR Markierungsdraht 15 cm 1,5 T	Punktionsnadel mit innenliegendem Markierungsdraht mit Doppelhaken. Nadellänge: 150 mm, Drahtlänge: 350 mm, Durchmesser: 18 G

	FCS0707	Fully Automatic Biopsy Kit <b>1,5 T</b>	Koaxialnadel 12 G mit Stylet plus Biopsiepistole 14 G, <b>115 mm</b> Länge
	FCS0718	Fully Automatic Biopsy Kit <b>3 T</b>	Koaxialnadel 12 G mit Stylet plus Biopsiepistole 14 G, 150 mm Länge
	FCS0721	Fully Automatic Biopsy Kit <b>3 T</b>	Koaxialnadel 16 G mit Stylet plus Biopsiepistole <b>18 G</b> , 150 mm Länge
	FCS0705 14 G FCS0706 16 G FCS0756 18 G	Fully Automatic Biopsy Gun 1,5 T	Biopsiepistole, <b>150 mm</b>
	FCS0757 18 G	Fully Automatic Biopsy Gun 1,5 T	Biopsiepistole, <b>175 mm</b>

	<p>FCS0813 12 G FCS0815 14 G FCS0817 16 G</p>	<p>Koaxialnadel 1,5 T</p>	<p>Länge 150 mm. Passend zu FCS0705 FCS0706 FCS0756 Weitere Koaxialnadeln erhältlich.</p>
	<p>FCS0818 12 G FCS0819 16 G</p> <p>Das Set FCS0716 gibt es nicht mehr, stattdessen bitte: FCS0818 oder FCS0819 + FCS0715</p>	<p>Koaxialnadel 3T</p>	<p>Coax Needle High Field, 150mm, besteht aus Kunststoffkanüle + Stilett aus spezieller Titanlegierung + Mandrin aus Kunststoff während der Bildgebung</p>
	<p>FCS0713 100mm FCS0714 130mm FCS0715 150mm</p>	<p>ClipLoc Soft Tissue Marker <b>1,5 T</b></p>	<p>Nickel-Titanium-Marker, 18G. Nadel ist 1,5 T tauglich, der Clip selbst ist 3 T -tauglich.</p>
	<p>FCS0719</p>	<p>FlexiLoc Wire Localisation Needle</p>	<p>Repositionierbarer Markierungsdraht, 18 G 150 mm. Besteht aus: a) Markierungsdraht in Kanüle b) Schutzrohr für FlexiLoc Faden</p>
	<p>für verschiedene Biopsiesysteme erhältlich</p>	<p>Hydromark</p>	<p>Metallclip kombiniert mit Hydrogel, dadurch langanhaltende, sehr gute Sichtbarkeit im Ultraschall</p>

	für verschiedene Biopsiesysteme erhältlich	Mammomark/Cor mark	Titanium-Clip mit Collagenstift. Rasche Expansion, dadurch absolut präzise Platzierung möglich. Cormark: für die Markierung nach einer 14-Gauge Stanzbiopsie
	für verschiedene Biopsiesysteme erhältlich	MammoStar	Beta-Glucan mit karbonbeschichtetem Keramikmarker als organische Alternative zu metallischen Markern.
	C1540 8 G C1535 11 G	Micromark	Edelstahl-Marker, nur zur Nutzung mit Mammotome-Nadeln geeignet. Gute Sichtbarkeit im Röntgen.