

Strahlenschutz **AS100**

Die Strahlenschutzabdeckungen **AS100** schützen den Arzt und sein Team vor Strahlung, indem sie die Streustrahlendosis um bis zu 95% reduzieren.

- Steriler Einwegartikel - Keine Kreuzkontamination
- Bleifreies Material
- Dosisminderung bis zu 95 %
- Unterstützt den ALARA-Grundsatz im Strahlenschutz (so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar)
- Repositionierbar - Beeinträchtigt die Arbeitsroutine des Arztes nicht
- Saugfähiges Außenmaterial
- Mehrere Schutzniveaus sind verfügbar: Niedrig/Mittel/Hoch

Strahlungsabschwächung bei 90 kV

Niedrig

75,3 %

Mittel





90,8 %

Hoch

95,3 %

Schwächungsmessungen im breiten Strahlenbündel gemäß: EN1331-1 (IEC61331-1/ASTM-2547-06)

Röntgenstrahlenschutz AS100 - Einzelheiten zur Bestellung

	Femoral	Linke Subclavia (Schlüsselbein)	Radial	Urologie Beckenbereich
				
Anwendung	AS1001 „Angio“ für Angiographie über femoralen Zugang	AS1002 „EP“ für EP, Schrittmacher, Biventrikuläre Schrittmacher, RF-Ablation	AS1005 „Multi“ für Angiographie über radialen Zugang sowie andere Anwendungen	AS1006 „Uro“ für Lithotomieposition
Lieferumfang	1 Box mit 15 Abdeckungen	1 Box mit 15 Abdeckungen	1 Box mit 15 Abdeckungen	1 Box mit 5 Abdeckungen
Strahlenschutzfläche	30 x 40 cm	30 x 40 cm	30 x 40 cm	30 x 40 cm
Schutz	Hoch	Hoch*	Hoch	Hoch
Bestellnummer	AS1001H	AS1002H	AS1005H	AS1006H
Schutz	Mittel*	Mittel	Mittel*	Mittel*
Bestellnummer	AS1001M	AS1002M	AS1005M	AS1006M
Schutz	Niedrig	Niedrig	Niedrig	Niedrig
Bestellnummer	AS1001L	AS1002L	AS1005L	AS1006L

* von MAVIG empfohlenes Strahlenschutzniveau.



MAVIG GmbH Firmensitz

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 420 96 0
Fax: +49 (0) 89 420 96 200
e-Mail: info@mavig.com

WEITERE MAVIG STANDORTE WELWEIT

Nordische & baltische Länder MAVIG Nordic

Stockholm
Schweden

Tel.: +46 (0) 722 25 25 68
e-Mail: larsson@mavig.com

Benelux, GB, Irland MAVIG B.V.

Dunne Bierkade 28
2512 BD Den Haag
Niederlande

Tel.: +31 (0) 70 345 99 85
Mobil: +31 (0) 61 595 43 48
e-Mail: simmonds@mavig.nl

Frankreich MAVIG France SAS

66, Ave. des Champs Elysées
F-75008 Paris
Frankreich

Tel.: +33 (0)1 30 59 46 23
Fax: +33 (0)1 30 59 46 23
e-Mail: info@mavig.fr

China MAVIG Healthcare Beijing Co., Ltd.

Liang Ma Qiao Road 42
Chaoyang District, Beijing 100027
China

Tel.: +86 - 10 - 84 41 86 52
Fax: +86 - 10 - 84 41 86 52
Mobil: +86 - 13 70 122 85 86
e-Mail: zhang@mavig.com

AUSLANDSVERTRETUNGEN

USA & Kanada Ti-Ba Enterprises, Inc.

25 Hytec Circle
Rochester, NY 14606
USA

Tel.: +1 (1) 585 247 1212
Fax: +1 (1) 585 247 1395
(international)
1 800 836 8422
(in den USA)
e-Mail: mavig@ti-ba.com

Naher Osten & Nordafrika Mena Medical Development

Ashrafieh – Adlieh Square – Alfaras St.
- Alboustany Building, 5th floor
Beirut
Libanon

Tel.: +961 14 23 499
Fax: +961 14 26 499
e-Mail: mavig@mena-md.com

www.mavig.com