

Inkubator

Kompakter Wärmeschrank für Kontrastmittel

- Kompakt (20 l) und leicht für Ihren Einsatz
- Erwärmung viskoser Kontrastmittel für höhere Flowraten
- Sofort einsatzbereit dank einfacher Handhabung
- Optimierter Patientenkomfort durch Verwendung temperierter Kontrastmittel



- Gehäuse innen und aussen aus rostfreiem Edelstahl
- Elektronische Temperaturkontrolle
- Displayanzeige von Temperatur und Einschaltzeit
- Alarm bei Fehlfunktion und Temperaturabfall
- Glastür mit Sichtfenster - Tür abschließbar
- Befestigungsmöglichkeit für die Wandmontage
- 2 Edelstahl-Böden variabel einsetzbar
- einstellbare Zeit von 0 - 600 Minuten oder Dauerbetrieb

In drei Größen erhältlich:

2431/V

Inkubator 30° - 70° einstellbar, 20 l

Technische Daten 2431/V:

Aussen: 560 x 370 H x 380 mm

Innen: 385 x 235 H x 218 mm

Inhalt: 20 l

Leistung: 100 Watt / 220 V

Gewicht: 12,3 kg

2430/V

Inkubator 30° - 70° einstellbar, 58 l

Aussen: 700 x 480 H x 470 mm

2429/V

Inkubator 30° - 70° einstellbar, 104 l

Aussen: 885 x 570 H x 600 mm